

earClin spray Fórmula 3 em 1

LEIA ATENTAMENTE ESTE FOLHETO ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR EARCLIN® SPRAY 3 EM 1.
CONSERVE ESTE FOLHETO INFORMATIVO, CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.

1. PORQUE É ACONSELHÁVEL LIMPAR OS OUVIDOS?
2. O QUE É EARCLIN® SPRAY?
3. COMO UTILIZAR EARCLIN® SPRAY?
4. EARCLIN® SPRAY PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APARELHO AUDITIVO?
5. EXISTEM RISCOS ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE EARCLIN® SPRAY?
6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/COMPOSIÇÃO
7. CONTACTOS

CONSELHOS GERAIS: Leia atentamente o folheto informativo antes de começar a utilizar earClin® Spray, mesmo que já tenha utilizado este dispositivo médico. A informação pode estar atualizada com dados mais recentes quando inicia uma nova embalagem. Conserve este folheto informativo, pode ter necessidade de o ler.

1. PORQUE É ACONSELHÁVEL LIMPAR OS OUVIDOS?

A cera do ouvido, ou cerúmen, é um agente de autolimpeza que o nosso organismo produz. Recolhe impurezas, bactérias e outros resíduos. Geralmente, a cera é expelida pelos ouvidos através da mastigação ou de outros movimentos do maxilar.

A cera pode acumular-se e influenciar a nossa audição. Quando a cera atinge este nível, chamamos-lhe impactação. Isso sofre de impactação, poderá ter um ou mais dos seguintes sintomas:

- Dor no ouvido afetado;
- Sensação de entupimento ou zumbido nos ouvidos;
- Audição deficiente no ouvido afetado;
- Odo proveniente do ouvido afetado;
- Tonturas;
- Tosse.

Neste caso, consulte o seu médico, earClin® Spray não é adequado para os sintomas acima referidos.

Poderá ter maior propensão para o excesso de cera caso utilize aparelhos auditivos ou tampões de ouvidos. A forma do seu canal auditivo pode também dificultar a remoção natural da cera.

2. O QUE É O EARCLIN® SPRAY?

A fórmula especial 3 em 1 de earClin® Spray trata os três problemas mais comuns relacionados com os ouvidos. earClin® Spray é utilizado para remover o excesso de cera do canal auditivo externo. Previne e alivia a comichão devido ao excesso de cera no canal auditivo externo. E, para além disso, earClin® Spray limpa e cuida do canal auditivo externo. O spray auditivo é adequado para adultos e crianças a partir dos 3 anos de idade. Idosos e utilizadores de aparelhos auditivos demonstram um grau mais elevado de produção de cera. earClin® Spray pode ser usado sem remoção manual de cera e é uma excelente alternativa à utilização cotonetes. Os cotonetes podem não só danificar o tímpano como têm muitas vezes o resultado negativo de empurrar o excesso de cera mais profundamente para o canal auditivo.

3. COMO UTILIZAR EARCLIN® SPRAY?

Posologia: recomendável aplicar 2-3 vezes em cada orelha, diariamente. No entanto, atendendo à composição suave do produto e se necessário, poderá aumentar o número diário de aplicações para um máximo de 4-6 vezes em cada orelha. Não utilize earClin® Spray por mais de 30 dias consecutivos.

Método de aplicação: quando a embalagem é utilizada pela primeira vez, é aconselhável pressionar o nebulizador com mais vigor. O nebulizador já possui um orifício na extremidade, deverá rodar a haste do nebulizador completamente até ficar na posição horizontal, tomando assim possível pressionar o nebulizador. O líquido sai então da extremidade do nebulizador num jato suave.

Segure o frasco na mão durante alguns segundos para aquecer o líquido. Agite bem antes de usar. Certifique-se que tem um lenço de papel disponível para utilizar. Aproxime a extremidade do nebulizador do canal auditivo. Aplique 2-3 vezes. Pressione o canal auditivo até fechar e massageie a base da orelha durante 5 a 10 segundos. Incline a cabeça para o lado oposto e mantenha-a nessa posição para que o líquido com o excesso de cera possa drenar. Limpe a orelha com um lenço de papel. Limpe a extremidade do nebulizador. É fundamental que limpe a extremidade do nebulizador após a sua utilização. Lave bem com água morna e seque com um lenço de papel.

4. EARCLIN® SPRAY PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APARELHO AUDITIVO?

earClin® Spray é adequado para utilizadores de aparelhos auditivos. Uma utilização regular (2-3 vezes por semana) garante uma higiene ótima do canal auditivo, que contribui de forma positiva para o funcionamento do aparelho auditivo.

5. EXISTEM RISCOS ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE EARCLIN® SPRAY?

Não existem efeitos secundários conhecidos relativamente aos ingredientes utilizados em earClin® Spray. Pode ocorrer ou desenvolver-se hipersensibilidade a sprays auditivos.

UTILIZAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ E/OU AMAMENTAÇÃO: earClin® Spray pode ser utilizado com confiança durante a gravidez ou amamentação. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico antes de utilizar.

COMBINAÇÃO COM MEDICAMENTOS: Não é recomendada a utilização de earClin® Spray se já estiver a utilizar medicação no ouvido.

UTILIZAÇÃO EM CRIANÇAS: Pode utilizar o suave earClin® Spray em crianças a partir dos 3 anos de idade. Não se esqueça de ler atentamente as "Precauções". Para evitar todos os riscos, a aplicação de earClin® Spray não é recomendada em crianças com pele hipersensível, em especial com hipersensibilidade ao sabão.

⚠ PRECAUÇÕES: Não utilizar em caso de otite ou dor no ouvido, em pessoas com objetos estranhos no ouvido, tímpano perfurado ou em pessoas com tubo no tímpano. A utilização de earClin® Spray deve ser interrompida em caso de zumbido no ouvido, tonturas ou se surgirem dores repetidas imediatamente após a aplicação do spray auricular. Em caso de dúvida consulte o seu médico. earClin® Spray não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) a um ou mais dos seus componentes. Vermelhidão da pele, comichão, descarga persistente de humidade ou dor no ouvido imediatamente após a aplicação do spray podem ser considerados sintomas de hipersensibilidade. earClin® Spray contém sabão e pode causar irritação se utilizado na boca ou nos olhos. Se aplicar acidentalmente na boca ou olhos, enxague imediatamente com água abundante.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / COMPOSIÇÃO

- 1 earClin® Spray 20ml

INGREDIENTES: WATER (AQUA PURIFICATA), PROPYLENE GLYCOL, CHAMOMILE EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, CALENDULA EXTRACT, SODIUM DUCOSATE (DIOCTYLSULFOSUCCINATE), DISODIUM PHOSPHATE, CLOVE TREE EXTRACT, SODIUM DIHYDROGENOPHOSPHATE, BRONOPOL

MÉTODO DE CONSERVAÇÃO: Este produto deve ser conservado em local seco. Proteger da luz solar direta. Conservar à temperatura ambiente (15-25°C). Manter fora do alcance das crianças.

DISPOSITIVO MÉDICO: earClin® Spray é um dispositivo médico de classe I de acordo com a diretiva de dispositivos médicos 93/42/EEC.

📅 DATA DE VALIDADE: ver na embalagem exterior. Utilizar até 1 mês após a abertura da embalagem.

7. CONTACTOS

Distribuidor
Pangtiter, Lda.
Rua dos Bem Lembrados, 141
Manique
2645-471 Alcabideche
www.pangtiter.com

Fabricante
PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17
5406 XP, Uden
The Netherlands

Data da última revisão: Julho 2019



20ml



V9758802 / 19G1
073453.v2.1